

Bisco

Single Component

CE0459

PORCELAIN PRIMER

Pre-Hydrolyzed Silane Primer

Instructions for Use

RU

IN-017R8
Rev. 9/18



BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368

PORCELAIN PRIMER*

Прегидролизированный праймер для керамики

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

PORCELAIN PRIMER - однокомпонентный агент силан на основе ацетона и спирта, который существенно повышает силу связки между керамикой и композитом. Силан - мономер двойной функции, состоящий из силановой группы, которая входит в контакт с поверхностью керамики, и метакрилатовой группой, которая встраивается в матрицу смолы композита. Этот агент позволяет повысить увлажненность обработанной поверхности, повышает при этом обеспечивая лучшую устойчивость к износу поверхности бондинга от влияния жидкостей.

Перед нанесение силана, место починки необходимо обработать плавиковой кислотой PORCELAIN ETCHANT* (4% или 9.5% плавиковой кислоты). Этот процесс сделает керамику более пористой, и силан закрепляется на такой поверхности эффективнее.

- A. Бондинг протравленной керамики/дисцилата лития
- B. Починка керамики/дисцилата лития
- C. Починка металлокерамики
- D. Починка металлокерамики на основе циркония/алюмины

Предупреждение:

- Легко воспламеняется
- Избегайте попадания в глаза. Если PORCELAIN PRIMER войдет в контакт с глазами, сполосните их большим количеством воды и обратитесь к врачу.
- Изоляция необходима во всех случаях внутри-ротовых починок, заражение приведет к серьезному нарушению бондинга.

Внимание:

- Продукт может содержать компоненты созданные для одноразового использования. Утилизируйте использованные или загрязненные аксессуары. Не очищайте, не дезинфицируйте и не используйте их повторно.

Предостережения:

- **PORCELAIN PRIMER** может вызвать чувствительность кожи у людей с повышенной восприимчивостью кожи. В случае контакта с кожей, промойте тщательно с мылом и водой.
- Загрязнения сплюнью, кровью или водой необходимо избегать на протяжении всей процедуры.
- Паспорт безопасности находится.
- Данные по безопасности содержатся в www.bisco.com.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

A. Бондинг протравленной керамики/дисцилата лития:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Если лаборатория не протравила керамическую реставрацию, свяжитесь с лабораторией или с изготовителем керамики для инструкций по протравливанию керамики. Протравочные гели для керамики BISCO содержат 4% и 9.5%.

1. Нанесите кисточкой 1-2 тонких слоя **PORCELAIN PRIMER** на внутреннюю поверхность протравленной керамики и ожидайте 30 секунд. Подсушите теплым воздухом из пистолета.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Поверхность керамики внешне будет выглядеть одинаковой до и после нанесения **PORCELAIN PRIMER**.
2. Нанесите слой **PORCELAIN BONDING RESIN*** (не содержащей HEMA) на внутреннюю поверхность реставрации и расточите воздухом. НЕ отверждайте светом!
ИЛИ нанесите адгезив в соответствии с инструкциями производителя.
3. Продолжайте процедуры по фиксации реставрации.

B. Починка керамики/дисцилата лития:

1. Изолируйте область на которой будет проводиться починка.
2. Удалите керамику под углом 45 градусов вокруг областипочинки. Обработайте пескоструем всю область или обработайте эту область грубым бором. Промойте водой и подсушите воздухом.
3. Нанесите защитный гель BARRIER GEL* на десневые ткани на которые возможно попадание протравки.
4. Нанесите протравку для керамики **PORCELAIN ETCHANT** на сухую поверхность керамики в соответствии с инструкциями производителя. Внимательно следите за областью починки на протяжении всего времени процедуры. Удалите протравку **PORCELAIN ETCHANT** вакуумным эвакуатором, и после этого тщательно промойте область починки обильным количеством воды и подсушите воздухом. Протравленная поверхность будет выглядеть морозно индевелой.
5. Очистите протравленную керамику с использованием UNI-ETCH®* втиранием протравки в течение 20 секунд для удаления загрязнений. Промойте и подсушите.
6. Нанесите 1 тонкий слой **PORCELAIN PRIMER** на поверхность протравленной керамики и позвольте ему впитаться в течение 30 секунд. Подсушите теплым воздухом.
7. Нанесите слой смолы **PORCELAIN BONDING RESIN**, растончите ее воздухом (возможно отверждение светом).
8. Проложите восстановление микрогибридным композитом (таким как **ELITE™ All-Purpose Body**) и проведите финишную обработку и полировку.

C. Починка металлокерамики:

1. Изолируйте область на которой будет проводиться починка.

- Удалите керамику под углом 45 градусов вокруг области починки. Обработайте пескоструем всю область или обработайте эту область грубым бором. Промойте водой и подсушите воздухом.
- Нанесите защитный гель BARRIER GEL на десневые ткани на которые возможно попадание проправки.
- Нанесите проправку для керамики PORCELAIN ETCHANT на сухую поверхность керамики в соответствии с инструкциями производителя. Внимательно следите за областью починки на протяжении всего времени процедуры. Удалите проправку PORCELAIN ETCHANT вакуумным эвакуатором, и после этого тщательно промойте область починки обильным количеством воды и подсушите воздухом. Протравленная поверхность будет выглядеть морозно индевелой.
- Очистите протравленную керамику с использованием UNI-ETCH втиранием проправки в течение 20 секунд для удаления загрязнений. Промойте и подсушите.
- Нанесите 1 тонкий слой PORCELAIN PRIMER на поверхность протравленной керамики и позвольте ему впитаться в течение 30 секунд. Подсушите теплым воздухом.
- Нанесите 1-2 слоя Z-PRIME™ Plus на оголенный метал и подсушите воздухом 3-5 секунд.
- Хорошенько встрихните баночки опакера базы и катализатора OPAQUER*. Выдавите по капле базы и катализатора в емкость для замешивания и перемешайте кисточкой. Нанесите тонкий слой OPAQUER только на поверхность металла и дайте материалу возможность самоотвердиться или отверждайте светом 5 секунд.
- Нанесите слой смолы PORCELAIN BONDING RESIN, расточните ее воздухом (возможно отвержение светом).
- Проложите восстановление микрогибридным композитом (таким как AELITE All-Purpose Body) и проведите финишную обработку и полировку.

D. Починка металлокерамики на основе циркония/алюминия:

- Изолируйте область на которой будет проводиться починка.
- Удалите керамику под углом 45 градусов вокруг области починки. Обработайте пескоструем всю область или обработайте эту область грубым бором. Промойте водой и подсушите воздухом.
- Нанесите защитный гель BARRIER GEL на десневые ткани на которые возможно попадание проправки.
- Нанесите проправку для керамики PORCELAIN ETCHANT на сухую поверхность керамики в соответствии с инструкциями производителя. Внимательно следите за областью починки на протяжении всего времени процедуры. Удалите проправку PORCELAIN ETCHANT вакуумным эвакуатором, и после этого тщательно промойте область починки обильным количеством воды и подсушите воздухом. Протравленная поверхность будет выглядеть морозно индевелой.
- Очистите протравленную керамику с использованием UNI-ETCH втиранием проправки в течение 20 секунд для удаления загрязнений. Промойте и подсушите.
- Нанесите 1 тонкий слой PORCELAIN PRIMER на поверхность протравленной керамики и позвольте ему впитаться в течение 30 секунд. Подсушите теплым воздухом.
- Рекомендуется: Нанесите 1-2 слоя Z-PRIME Plus на керамику/цирконий/алюминий и подсушите воздухом 3-5 секунд.
- Нанесите слой смолы PORCELAIN BONDING RESIN, расточните ее воздухом (возможно отвержение светом).
- Проложите восстановление микрогибридным композитом (таким как AELITE All-Purpose Body) и проведите финишную обработку и полировку.

ИЗБАВЛЕНИЕ: Соотнеситесь с принятными коммунальными положениями, относящимися к отходам. При отсутствии таковых, соотнеситесь с национальными или региональными положениями, относящихся к отходам.

ХРАНЕНИЕ: Храните при комнатной температуре (20°C/68°F - 25°C/77°F). Обращайте внимание на срок годности указанный на каждой единице продукции.

ГАРАНТИЯ: BISCO, Inc. признает ответственность заменить продукт если он признан негодным к использованию. BISCO, Inc. не принимает на себя ответственности за потери и ущерб, прямой или косвенный при использовании продукта не так как описано в инструкции. Перед использованием, в обязанность врача входит определить применимость продукта. Пользователь принимает на себя весь риск и ответственность за использование продукта.

* PORCELAIN PRIMER, PORCELAIN ETCHANT, PORCELAIN BONDING RESIN, BARRIER GEL и OPAQUER - производятся компанией BISCO, Inc.

UNI-ETCH - зарегистрированный товарный знак BISCO, Inc.

AELITE и Z-PRIME - торговые марки BISCO, Inc.

BISCO, INC.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368
www.bisco.com

 BISCO France
208, allée de la Coudoulette
13680 Lançon de Provence
France
33-4-90-42-92-92