


# XP ENDO<sup>®</sup> *finisher*



## ОЧИСТКА

Оптимизируйте  
эндодонтическое лечение.  
Универсальная машинная  
система для очистки каналов.



- Революционный дизайн для очистки ранее недоступных областей канала
- Эксклюзивная форма кончика



- Выдающиеся возможности расширения вплоть до 100 диаметров
- Безупречная адаптация под любую морфологию корневых каналов



MaxWire<sup>®</sup>

- Превосходная устойчивость к циклической усталостной нагрузке
- Непревзойденная эластичность и исключительные показатели гибкости



- Уникальный дизайн для тщательного удаления дентинных опилок
- Исключительные возможности сохранения дентина

## ПОВТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ


Размер: 25/.00  
Частота вращения: 800–1000 об/мин  
Крутящий момент: 1 Н·см

Также размер 30/.00 для повторного лечения  
(XP-endo<sup>®</sup> Finisher R)

## ЛЕЧЕНИЕ



XP-endo<sup>®</sup> Finisher



На рентгеновском снимке изображена щечно-язычная поверхность первого верхнего премоляра



Поперечный срез на расстоянии 1 мм от апекса



Поперечный срез на расстоянии 7 мм от апекса

© Доктор Губерт Голабек (Польша) и доктор Мартин Троп (США), все права защищены


## ПОВТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ



XP-endo<sup>®</sup> Finisher R



На рентгеновском снимке изображен перелечиваемый канал до инструментальной обработки



После инструментальной обработки дентинных опилок не обнаружено



Удаление старого пломбировочного материала из канала во время повторного лечения

© Доктор Жилберто Дебелиан (Норвегия) и доктор Клаус Лаутербах (Германия), все права защищены



XP-endo<sup>®</sup> Shaper